Кому: ООО «С.П. ГЕЛПИК»

117837, г. Москва, ул. Профсоюзная, 86, стр.2

тел.: (495) 334-13-92

## Уведомление о состоянии помещения для монтажа комплекса телеуправляемого производства «С.П. Гелпик»

На	именование лечебного учреждения		
ĄД	pec		
	ИО и телефон ответственного лица		
	Критерии оценки готовности помещения к монтажу обор	удован	ия
1.	Есть возможность производить работы в выходные дни	ДА	Нет
2.	Есть из процедурной в пультовое рентгенозащитное окно		ДА
3.	В помещении выполнен демонтаж старого оборудования		ДА
4.	Оборудование находится на месте монтажа		ДА
5.	Обеспечивается свободный доступ в помещение для монтажа		ДА
6.	В помещении закончены все работы по ремонту и любые грязные работы, помещение очищено		
	пыли и посторонних предметов		ДА
7.	Есть технологические отверстия (для кабелей)		ДА
8.	Есть готовый технологический проект размещения оборудования		ДА
9.	Помещение для монтажа соответствует технологическому проекту		ДА
10	. Есть акт проверки защитного заземления		ДА
11	. Определено место для АРМ врача		ДА
12	. Площадь процедурной не менее 24 м <sup>2</sup>		ДА
13	. Пол процедурной рассчитан на вес более 1000 кг		ДА
14	. Установлен выключатель нагрузки или рубильник, к нему подведено питани	ie.	ДА
15	. Установлен автоматический выключатель в соответствии с тех.проектом		ДА
16	. Есть рентгеновская защита процедурной по СанПиН 2.6.1.1192-03		ДА
17	. Температура в процедурной и пультовой в пределах от 18°до 25°C		ДА
	В случае несоответствия кабинета указанному акту, повто монтажной бригады проводится на платной осно		выезд
	Соответствие данным критериям не отменяет необходимости соотв СанПиН 2.6.1.1192-03 и другим регламентирующим параметры рентго документам.		
	/ (подпись) м.п. (Ф.И.О.)	пата	20г

Заполненное уведомление, а также проект и фото кабинета направить по адресу <a href="mailto:srv@helpic.ru">srv@helpic.ru</a>